

#### **IP Division GmbH**

Dachauer Str.95a D-85778 Haimhausen

Tel.: (0049) (0) 8133 9179480 Fax: (0049) (0) 8133-9179481

Email:info@ipdentde Web: www.ipdent.de




# **Dampfstrahler Clean Compact**

Bedienungsanleitung







- 1) Hauptschalter Ein/Aus
- 2) Kontroll-Leuchte Wassermangel
- 3) Kontroll-Leuchte Dampfbereit
- 4) Deckel /Sicherheitsventil
- 5) Pistolenaufhängestab
- 6) Dampfregler/Magnetventil
- 7) Flexschlauch / Schutzschlauch
- 8) Mikroschalter Dampftaste
- 9) Gehäusehandgriff
- 10) Manometer Dampfdruckanzeige
- 11) Dampfdüse



### **ANMERKUNGEN**

Die Darstellungen, Beschreibungen und Eigenschaften im vorliegenden Heft sind nicht bindend. Abgesehen von den Haupteigenschaften behält sich die Herstellerfirma das Recht vor, zu jeder Zeit durch technische oder kaufmännische Erfordernisse bedingte Änderungen vorzunehmen. Der Dampferzeuger ist ausschließlich für den Einsatz im Bereich der Zahntechnik, der Zahnheilkunde und Goldschmiede projektiert und realisiert worden. Andere Anwendungszwecke sind seitens des Herstellers nicht vorgesehen. Er lehnt infolgedessen jede Verantwortung hinsichtlich aller Schäden, die auf einen unsachgemäßen Einsatz des Gerätes zurückzuführen sind, ab.

Veränderungen, eigenmächtige Eingriffe (auch in nur geringem Ausmaß) und Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen befreien den Hersteller von jeder Verantwortung und verwirken das Recht auf Garantie.

Das Gerät darf ausschließlich von erwachsenem und entsprechend geschultem Personal bedient werden.

## **SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

- Bitte vergewissern Sie sich nach dem Auspacken über die Vollständigkeit des Gerätes und seines Zubehörs.
- Vor dem Anschließen des Gerätes bitte prüfen, ob die Angaben auf dem Typenschilds mit denen Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Das Netzkabel an eine den europäischen Vorschriften oder den Vorschriften des Landes, in dem es verwendet wird entsprechende Steckdose anschließen.
   Der Stromabnehmer muss unbedingt über den Erdungskontakt verfügen.

#### **ACHTUNG!**

Die Erdung ist eine vom Gesetz vorgeschriebene Garantie und muss mit besonderer Sorgfalt von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden.

- Das Gerät nicht verwenden, falls es Schäden an den Kabel oder am Stecker aufweist.
- Das Gerät ausschließlich innerhalb von Räumen anwenden, die Umwelteinflüsse wie Regen, Schnee usw. nicht ausgesetzt sind.



#### ACHTUNG!

Es darf nur normales Leitungswasser in Verbindung mit Wasserentkalker oder destilliertes Wasser eingefüllt werden.

Andere Flüssigkeiten, die bei Erhitzung Giftgase entwickeln oder gesundheitsschädlich sind dürfen unter keinen Umständen verwendet werden.

VERSCHLUSS NIEMALS ÖFFNEN SOLANGE KESSEL UNTER DRUCK STEHT.

Auch bei drucklosem Kessel darf der Verschluss nur mit größter Vorsicht aufgeschraubt werden. Den Verschluss zunächst leicht losschrauben und eventuellen Dampf komplett austreten lassen, erst dann Verschraubung ganz öffnen.

### **BEDIENUNGSANWEISUNGEN**

- Netzstecker ausgesteckt lassen und Kessel mit Hilfe eines Trichters mit ca. 3,5 Liter Wasser auffüllen.
- Schraubverschluss sorgfältig verschließen und Verschluss prüfen
- Gerät an Netzstecker anschließen
- Hauptschalter (1) einschalten. Prüfen, ob Kontrollleuchte aufleuchtet.
- ca. 10-15 Minuten warten, bis der Kessel unter Druck steht und folglich die grüne Kontroll-Leuchte (3) aufleuchtet, Druckanzeiger (10) steht auf ca. 4 Bar
- Durch Drücken der Dampftaste am Handstück tritt Dampf aus der Dampfdüse aus.
- Mit dem Dampfregler kann die Stärke des Dampfstrahls geregelt werden.

#### WICHTIG:

Den Kessel vor Gebrauch stets entleeren. Dadurch fließt das von der vorherigen Verwendung verbliebene Wasser ab und die am Boden abgelagerten Kalkrückstände werden entfernt.

#### Nachfüllen des Kessels

- Wenn die rote Kontroll-Lampe (2) anzeigt, dass das Wasser aufgebraucht ist, Hauptschalter (1) ausschalten.
- Netzstecker ziehen
- Den Verschluss (4) zunächst leicht losschrauben und den Dampf komplett austreten lassen, dann Verschraubung ganz öffnen.
- WICHTIGER HINWEIS: Nach Entfernen des Verschlussdeckels vor der erneuten Kesselfüllung 10 / 15 Minuten warten und den Kessel-Heizwiderstand abkühlen lassen, damit kein Temperaturschock oder Bruch verursacht wird. Ausnahme: warmes Wasser wird eingefüllt.
- Erneut bis zu 3,5 Liter Leitungswasser in den Kessel einfüllen.



- Verschluss aufschrauben und sich vergewissern, dass er gut schließt.
- Netzstecker einstecken, Einschalten, 5-10 Minuten warten, bis der Kessel wieder unter Druck steht.

#### **WARTUNG**

- Den Kessel nach jedem Arbeitstag entleeren, um das verbliebene Wasser und die abgelagerten Unreinheiten zu beseitigen.
- Entkalken alle 3-6 Monate.
- Zur äußerlichen Reinigung nur einen leicht feuchten Lappen ohne Alkohol, Lösungsmittel usw. verwenden.

ACHTUNG! Entleeren und Auffüllen nur mit ausgestecktem Netzkabel.

## **GARANTIE**

- 12 Monate ab Kaufdatum.
- Kessel aus AISI Stahl 5 Jahre

# **TECHNISCHE DATEN**

Kesselvolumen	4 Liter
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe )	25 x 35 x 25 cm
Gewicht	8 kg
Heizwiderstand	1500 W
Druck	4 bar
Speisung	230 V –50/60 Hz



# **BETRIEBSSTÖRUNGEN**

Störung	Evtl. Ursachen	Abhilfen
Keine Dampfentnahme	Die Taste ist defekt	Den Stecker ausziehen und die Schrauben der Pistole lösen; Kontakte reinigen. Wird die Störung nicht be- hoben, Taste ersetzen.
	Das Magnetventil sperrt.	Reinigen/Ersetzen
	Spritzdüse ist verkalkt	Düse abschrauben und in verdünnten Essig oder in andere gängige Mittel ein- legen ( IP Entkalker)
Dampf kommt aus dem Deckel.	Deckel ist nicht richtig aufgeschraubt.	Deckel korrekt aufschrauben.
	Innere Dichtung ist defekt.	Dichtung ersetzen.
	Der Druckwächter ist defekt.	Druckwächter ersetzen.
Das Gerät heizt nicht	Heizung ist defekt.	Kundendienst hinzuziehen.
Das Gerät heizt langsam	Kessel ist mit Kalkablagerung verstopft.	
Leuchtanzeige des Kessels erlischt nie.		Den Kessel entleeren und erneut auffüllen. Lässt sich das Problem nicht beheben wenden sie sich an den Kundendienst.



#### "EG "Konformitätserklärung

IP Division GmbH Dachauerstr. 95a D-85778 Haimhausen

erklärt hiermit, dass nachstehende beschriebene Dampfstrahlgerät **Clean Compact** mit Dampfpistole Baujahr 2019

den folgenden EG-Richtlinien entspricht:

73/23 EWG 89/336 EWG

Harmonisierte Europäische Normen: EN von dieser Norm wurden unsere betreffenden Produkte angewendet.

Haimhausen, 2020

**IP Division GmbH** 

#### " EC "Declaration of Conformity

The company
IP Division GmbH
Dachauerstr. 95a
D-85778 Haimhausen

declares that the machine
Steam Generator **Clean Compact** with Steam gun
Year of construction: 2019

has been manufactured in conformity with the following European Directives: Machine: 89/392 Cee.Low Voltage: 73/23 Cee amendments by 93/68 CEE. Electromagnetic Compatibility: 89/336 CEE and further amendments.

Haimhausen, 2020

**IP Division GmbH**